

# Laser Dyes

## Pyridine 1 (737 nm)

1,07 g [Pyridine 1 \(CAS 87004-02-2\)](#), [MSDS](#)

100 ml EPH ( [2-Phenoxyethanol](#), Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol, Phenylcellosolve, Monophenylglycol,  $\beta$ -Hydroxyphenetol,  $\omega$ -Hydroxyphenetol, CAS 122-99-6), [MSDS](#)

900 ml EG ( [Ethylenglycol](#), Glycol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan, CAS 107-21-1 ), [MSDS](#)

## DCM (637 nm)

0,6 g [DCM \(CAS 51325-91-8\)](#), [MSDS](#)

400 ml [Benzylalkohol](#) (Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol, CAS 100-51-6), [MSDS](#)

600 ml EG ( [Ethylenglycol](#), Glycol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan, CAS 107-21-1 ), [MSDS](#)

DCM unter rühren bei 80°C in Benzylalkohol lösen. Ethylenglykól zugeben und im Ultraschallbad auf RT abkühlen.

From:

<https://qowiki.physik.uni-ulm.de/> - **qowiki**

Permanent link:

[https://qowiki.physik.uni-ulm.de/doku.php?id=chem\\_lab:laser\\_dyes&rev=1443603542](https://qowiki.physik.uni-ulm.de/doku.php?id=chem_lab:laser_dyes&rev=1443603542)

Last update: **2017/02/14 13:43**

