

Laser Dyes

Pyridine 1 (737 nm)

1,07 g [Pyridine 1 \(CAS 87004-02-2\)](#), [MSDS](#)

100 ml EPH ([2-Phenoxyethanol](#), Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol, Phenylcellosolve, Monophenylglycol, β -Hydroxyphenetol, ω -Hydroxyphenetol, CAS 122-99-6), [MSDS](#)

900 ml EG ([Ethylenglycol](#), Glycol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan, CAS 107-21-1), [MSDS](#)

DCM (637 nm)

1,0 g [DCM \(CAS 51325-91-8\)](#), [MSDS](#)

400 ml EPH ([2-Phenoxyethanol](#), Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol, Phenylcellosolve, Monophenylglycol, β -Hydroxyphenetol, ω -Hydroxyphenetol, CAS 122-99-6), [MSDS](#)

600 ml EG ([Ethylenglycol](#), Glycol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan, CAS 107-21-1), [MSDS](#)

DCM unter rühren bei 80°C in Benzylalkohol lösen. Ethylenglykól zugeben und im Ultraschallbad auf RT abkühlen.

From:

<https://qowiki.physik.uni-ulm.de/> - **qowiki**

Permanent link:

https://qowiki.physik.uni-ulm.de/doku.php?id=chem_lab:laser_dyes&rev=1448973742

Last update: **2017/02/14 13:43**

